



Za precizno određivanje krvnih grupa, detekciju i identifikaciju eritrocitnih antitela i direktnog antiglobulinskog testa (DAT), uz dosadašnju ručnu metodu, sada su dostupne i specijalne gel kartice.

Prednost ove novine se ogleda u tome što se jedna kartica koristi za sve vrste analiza. Sa univerzalnom Cellbind karticom mogu se raditi svi tipovi seroloških testova i to indirektni (identifikacija i screening At, interakcije) i direktni antiglobulinski test (DAT), kao i određivanje krvnih grupa.

Sa istom karticom se može uraditi određivanje krvne grupe i interakcija što omogućava konformnost u radu.

Reakcije na karticama su stabilne dug vremenski period (7 dana na 2-8°C) i njihova vizuelna identifikacija je izuzetno precizna.

Uz kartice je obezbeđena i neophodna oprema za rad, Centrifuga i inkubator (termostat).

Automatsko određivanje krvnih grupa je neophodan standard u radu svake transfuziološke službe koji proizilazi iz Zakona o transfuziji.



